


# הוראות שימוש בסד תומס



רכיבים: AH: רצועה לקרסול, TL: לולאה לירך/אגן, P: מוט (רצועה לירך התחתונה מקובעת מראש למוט), LLS: רצועה לרגל תחתונה, UTS: רצועה לירך העליונה



שלב 1: הנח את רצועת הקרסול מסביב לקרסול עם רצועת הליפוף מתחת לכף הרגל.



שלב 2: קבע במקום את רצועת הקרסול באמצעות הרצועה עם פס הסקוץ'.



שלב 3: וודא שהרצועה עם הלשונית הירוקה מונחת באמצע (בקשת) כף הרגל (גם כאשר הפצוע עם נעליים). הדק היטב באמצעות משיכה בלשונית הירוקה.



שלב 4: הנח את הלולאה לירך/אגן באמצעות פתיחת האבזם, השחלת חלק ה'זכר' של האבזם מאחורי הברך והחלקה במעלה ברגל.



שלב 5: סגור את האבזם והדק את הרצועה כך שמחבר המוט יהיה ממוקם בערך בקו החגורה של המטופל. אין להדק את הרצועה יתר על המידה כדי לא להגביל את זרימת הדם.



שלב 6: פתח את המוט וודא שכל אחד מהמקטעים מאובטח היטב במקומו.



שלב 7: הנח את המוט לאורך רגלו של המטופל, כאשר החווד פונה לכיוון קצה כף הרגל. בערך מקטע אחד של המוט אמור לעבור את כף הרגל כלפי מטה.



שלב 8: חלקו העליון של המוט אמור להיות ממוקם כעת מול המחבר. נתק את מקטעי המוט העודפים אחד מהשני, לפי הצורך, וקפל כפי שמודגם באיור (איור 12).



שלב 9: חלקו העליון של המוט אמור להיות ממוקם כעת מול המחבר. נתק את מקטעי המוט העודפים אחד מהשני, לפי הצורך, וקפל כפי שמודגם באיור (איור 12).



שלב 10: חלקו העליון של המוט אמור להיות ממוקם כעת מול המחבר. נתק את מקטעי המוט העודפים אחד מהשני, לפי הצורך, וקפל כפי שמודגם באיור (איור 12).



שלב 11: חלקו העליון של המוט אמור להיות ממוקם כעת מול המחבר. נתק את מקטעי המוט העודפים אחד מהשני, לפי הצורך, וקפל כפי שמודגם באיור (איור 12).



שלב 12: חלקו העליון של המוט אמור להיות ממוקם כעת מול המחבר. נתק את מקטעי המוט העודפים אחד מהשני, לפי הצורך, וקפל כפי שמודגם באיור (איור 12).



שלב 10: הנח באופן רופף את הרצועה לירך התחתונה על ידי העברת הרצועה מתחת לברך וסגירתה עם פס הסקוץ'.



שלב 9: הכנס בחוזקה את שני המקטעים לתוך המחבר.



שלב 12: ייצב את קצה המוט על ידי הנחה כנגד הברך. מתח את רגלו התחתונה של הפצוע על ידי משיכה. לאחר השגת המתיחה המתאימה, הדק את רצועת המתיחה על ידי משיכה בלשונית האדומה. מידת המתח צריכה להיות בהתאם לפרוטוקולים המקומיים.



שלב 11: השחל את הלשונית הצהובה מעל החוד בקצה המוט ליד כף הרגל.



שלב 14: התאם את רצועת הירך התחתונה לפי הצורך. (במצב האידיאלי היא צריכה להיות בדיוק מעל פיקת הברך).



שלב 13: הנח את הרצועה לירך העליונה על ידי הנחתה מתחת לברך והחלקתה כלפי מעלה אל החלק העליון של הירך. הדק את הרצועה באמצעות פס הסקוץ'.



סד תומס מונח כעת כהלכה.



שלב 15: הנח את רצועת הרגל התחתונה בין רצועת הקרסול לאמצע השוק והדק באמצעות פס הסקוץ'.



**יש לוודא כי קיים דופק דיסטלי – הסד אינו חוסם עורקים!**  
שים לב - הטיפול כואב מאוד, תתכן התנגדות מצד המטופל.  
המשך לוודא דופק דיסטלי ותחושה בגפה שנפגעה.